



SPES S.R.L.

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709
e-mail info@spes-italia.com
Cap. Soc. € 10.000,00 - P. IVA 10027180016
Reg. Imp. Torino N.10027180016
C.C.I.A.A. TORINO N. REA 1100114

TALLONETTE IN SILICONE

SCHEDA TECNICA


DESCRIZIONE: Tallonette in silicone Cod. S-9409

CARATTERISTICHE:

Flexi-Foot Coppia di Tallonette in Silicone Misure S-M-L

100% silicone medico; Inodore, lavabile e riutilizzabile.

Le tallonette in silicone si inseriscono in scarpe meno ampie e forniscono sollievo dai sintomi associati alla borsite, tendine di Achille e fascite plantare. Possono essere utilizzate anche per il dolore del tallone in generale, assorbimento degli urti e nel trattamento delle ragadi del tallone.



Indicazioni:

- Trattamento Sproni del tallone
- Dolore al tallone
- Assorbimento Shock
- Ridistribuzione pressione

Materiale: Silicone medico di alta qualità 100% origine Germania.

Istruzioni per la pulizia: Lavare a mano, asciugare con panno morbido. Cospargere di talco.

Attenzione: non consigliata per persone con diabete o problemi di circolazione. Consultare il proprio medico se dolore o disagio persistono. Solo per uso esterno.

Attenzione: non consigliata per persone con diabete o problemi di circolazione. Consultare il proprio medico se dolore o disagio persistono. Solo per uso esterno.

	Uomo US	Donna US	UK	Europa
S	3 - 4 1/2	4 1/2 - 6	2 1/2 - 4	35 - 37
M	5 - 7	6 1/2 - 8 1/2	4 1/2 - 6 1/2	38 - 40
L	7 1/2 - 9	9 - 11	7 - 9	41 - 43

CND: Y061203

REPERTORIO: 1498910/R

Quantità: 1 paio

CONFORMITA': Marchio CE. Conforme alla Direttiva 93/42, CEE 14 giugno 1993 e DI. 46 del 24/02/1997 e il prodotto rientra tra quelli della classe I non invasivi.

